

# CLASSIC 3

Der originale Wasserentkeimer  
im Taschenformat ist  
nun noch besser

Funktioniert mit Alkaline-, Lithium- oder NiMH-Batterien.

Erweiterte LEDs geben das Volumen an  
und zeigen Batterie- und Lampenstatus.

Schlank und ergonomisch mit einfach abzulehnender Kappe.

Noch wasserdichter! Machen Sie sich keine Sorgen mehr, wenn Sie  
Ihren SteriPEN in eine Flasche oder einen Fluss fallen lassen.

So einfach ... aktivieren, eintauchen, umrühren.



SAFE DRINKING WATER.  
ANYWHERE. ANYTIME.

**SteriPEN**<sup>®</sup>



[www.steripen.com](http://www.steripen.com)  
[facebook.com/steripen](https://facebook.com/steripen)  
[@steripen](https://twitter.com/steripen)



Hydro-Photon, Inc. | 262 Ellsworth Road PO Box 675 | Blue Hill, Maine 04614 USA | [www.steripen.com](http://www.steripen.com) | [info@steripen.com](mailto:info@steripen.com) | +1 207-374-5800

SteriPEN Europe | Windmolen 22 | 7609 NN Almelo | The Netherlands | Tel: +31 548 659050 | [info@steripeneurope.eu](mailto:info@steripeneurope.eu)

# Classic 3

## DER ORIGINALE CLASSIC BEKOMMT EIN UPGRADE

Als vertrauter Begleiter in Bergen und auf Wanderwegen ist der SteriPEN® Classic seit mehr als 15 Jahren der am meisten genutzte Wassereinkeimer im Taschenformat. Seit 1999 haben unzählige Menschen so sichergestellt, dass ihr Wasser sicher trinkbar ist und ihr Abenteuer ein gutes Ende nimmt.

Der Classic 3 funktioniert mit Alkaline-, Lithium- oder NiMH-Batterien. Mit einem Set Alkaline Batterien kann der Classic 3 bis zu 50 Liter Wasser aufarbeiten und die lange Lebensdauer der Lampe von bis zu 8,000 Litern versorgt Sie für bis zu 7 Jahren mit sicherem Trinkwasser!

## GEPRÜFTE TECHNOLOGIE

Seit über 100 Jahren benutzen Städte auf der ganzen Welt UV-Licht, um Wasser trinksicher zu machen. UV-Licht zerstört die Reproduktionsfähigkeit von Keimen, die Sie krank machen. SteriPEN® zerstört über 99.9% der Bakterien, Viren und Protozoen.



Water Quality Association: SteriPEN® wurde von der WQA nach Standards der US EPA Mikrobiologische Wasserentkeimer getestet und zertifiziert.

## SPEZIFIKATIONEN

**Anwendungsvolumen:** ½ oder 1 Liter

**Anwendungszeit:** 48 oder 90 Sekunden

**Lebensdauer der UV Lampe:** 8,000 Aktivierungen

**3 Jahre eingeschränkte Garantie**

**Anwendungen per Batterieset:**

Alkaline — ca. 50 Liter

NiMH-Akkus — ca. 100 Liter

Lithium — ca. 150 Liter

**Gewicht: ohne Batterien** — 83g

Alkaline — 178g

NiMH-Akkus — 191g

Lithium — 141g

**Produktgröße:** 4.3 x 4.3 x 18.6cm

**Packungsvolumen:** 272g

**Verpackungsvolumen:** 11 x 7.7 x 22.2cm

**Anzahl der Produkte in einem Paket:** 6

**Paketgewicht:** 2.2kg

**Paketgröße:** 23.4 x 23.9 x 24.6cm



## INHALT

SteriPEN® Classic 3  
Transport-Etui  
SteriPEN® Pre-Filter  
Gebrauchsanleitung



für mehr  
Informationen,  
hier scannen

## AUFBAU DES CLASSIC 3

Batteriefach  
LED-Indikatoren  
Aktivierungsschalter  
Wassersensoren  
UV-Lampe



## ANWENDUNG

1



Kappe entfernen.

2



Aktivierungsschalter betätigen.

3



Eintauchen und umrühren.